

Табурет медицинский Медин СМПП-03 с пневмоприводом

РЗН 2016/4971

табуретка, для врача, основание 5-лучевое, пневмопривод, без опоры для ног, без спинки, без подлокотников, материал основания металл, вес 11 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	табуретка
Назначение	для врача
Тип	на колесах
Основание	5-лучевое
Регулировка высоты	пневмопривод
Опора для ног	без опоры для ног
Спинка	без спинки
Подлокотники	без подлокотников
Материал основания	металл
Высота сидения	540±60-730±60 мм
Диаметр сидения	370 мм
Диаметр основания	500 мм
Материал сидения	интегральный пенополиуретан по бесшовной технологии
Нагрузка	120 кг
Вес	11 кг

Дополнительные характеристики

СМПП-03 – стул медицинский без спинки с регулировкой высоты сидения с помощью пневмопружины.

Стул имеет устойчивое алюминиевое основание, снабженное 5 поворотными колесами Ø 50 мм, два из которых с тормозом. Рычаг регулировки высоты сидения расположен непосредственно под самим сидением. Круглое сидение изготовлено из пенополиуретана по бесшовной технологии. Стул СМПП-03 (501.010) комплектуется чехлом из искусственной кожи, цвет которого выбирается по цветовой карте предприятия.

Стул может быть оснащен кольцом для ног (опция)

Цвет чехла стула согласовывается отдельно.

Гарантия 24 месяца