

Стул медицинский СМПП гидравлический

РЗН 2016/4971

стул, для врача, основание 5-лучевое, гидравлический
привод, без опоры для ног, со спинкой, без
подлокотников, материал основания металл, вес 14 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	стул
Назначение	для врача
Тип	на колесах
Основание	5-лучевое
Регулировка высоты	гидравлический привод
Опора для ног	без опоры для ног
Спинка	со спинкой
Подлокотники	без подлокотников
Материал основания	металл
Высота сидения	530-695 мм
Диаметр сидения	360 мм
Диаметр основания	500 мм
Материал сидения	интегральный пенополиуретан по бесшовной технологии
Нагрузка	140 кг
Вес	14 кг

Дополнительные характеристики

Стул медицинский СМПП со спинкой с гидравлическим приводом регулировки высоты сидения. Все металлические детали изготовлены из нержавеющей стали. Спинка регулируется по высоте механически. Стул имеет устойчивое основание, снабженное 5 поворотными колесами Ø50мм, два из которых с тормозом. Круглое сидение изготовлено из интегрального пенополиуретана по бесшовной технологии. Стул СМПП может быть без чехла (501.005) или с чехлом из искусственной кожи (501.006), цвет которого выбирается по цветовой карте предприятия.

Цвет чехла стула согласовывается отдельно.

Гарантия 24 месяца.