

Стул медицинский Медин СМПС винтовой

ФСЗ 2012/12387

стул, для врача, основание 5-лучевое, винтовой механизм, с опорой для ног, со спинкой, без подлокотников, материал основания металл, вес 12 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	стул
Назначение	для врача
Тип	на колесах
Основание	5-лучевое
Регулировка высоты	винтовой механизм
Опора для ног	с опорой для ног
Спинка	со спинкой
Подлокотники	без подлокотников
Материал основания	металл
Высота сидения	440±40-640±40 мм
Диаметр сидения	320 мм
Диаметр основания	540±20 мм
Материал сидения	интегральный пенополиуретан по бесшовной технологии
Нагрузка	120 кг
Вес	12 кг

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 501.001, 501.002.
Круглое сидение изготовлено из интегрального пенополиуретана по бесшовной технологии. Стул СМПС может быть без чехла (501.001) или с чехлом из искусственной кожи (501.002), цвет которого выбирается по цветовой карте предприятия. Стул может быть оснащен кольцом для ног (опция).