

Стул медицинский Белмедматериалы СС-6П-01

РЗН 2016/5088

стул, для врача, основание 5-лучевое, пневмопривод,  
с опорой для ног, со спинкой, без подлокотников,  
материал основания пластмасса

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Вид                | стул                           |
| Назначение         | для врача                      |
| Тип                | на колесах                     |
| Основание          | 5-лучевое                      |
| Регулировка высоты | пневмопривод                   |
| Опора для ног      | с опорой для ног               |
| Спинка             | со спинкой                     |
| Подлокотники       | без подлокотников              |
| Материал основания | пластмасса                     |
| Высота сидения     | 775-965 мм                     |
| Диаметр сидения    | 400 мм                         |
| Диаметр основания  | 630 мм                         |
| Материал сидения   | винилискожа / поролон / фанера |
| Материал спинки    | винилискожа / поролон / фанера |
| Нагрузка           | 100 кг                         |

Дополнительные характеристики

Крестовина, гильза пневмоамортизатора, кольцевая опора для ног – черная пластмассовая