

Стул медицинский Белмедматериалы СВ-1П-01

РЗН 2016/5088

стул, для врача, основание 5-лучевое, пневмопривод,
с опорой для ног, со спинкой, без подлокотников,
материал основания пластмасса

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	стул
Назначение	для врача
Тип	на колесах
Основание	5-лучевое
Регулировка высоты	пневмопривод
Опора для ног	с опорой для ног
Спинка	со спинкой
Подлокотники	без подлокотников
Материал основания	пластмасса
Высота сидения	875-1065 мм
Диаметр сидения	400 мм
Диаметр основания	630 мм
Материал сидения	винилискожа / поролон / фанера
Материал спинки	винилискожа / поролон / фанера
Нагрузка	100 кг

Дополнительные характеристики

Крестовина, гильза пневмоамортизатора, кольцевая опора для ног – черная пластмассовая.