

Стул медицинский Белмедматериалы СВ-1П-02

РЗН 2016/5088

стул, для врача, основание 5-лучевое, пневмопривод, без опоры для ног, со спинкой, без подлокотников, материал основания металл

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	стул
Назначение	для врача
Тип	на колесах
Основание	5-лучевое
Регулировка высоты	пневмопривод
Опора для ног	без опоры для ног
Спинка	со спинкой
Подлокотники	без подлокотников
Материал основания	металл
Высота сидения	875-1065 мм
Диаметр сидения	400 мм
Диаметр основания	630 мм
Материал сидения	винилискожа / поролон / фанера
Материал спинки	винилискожа / поролон / фанера
Нагрузка	100 кг

Дополнительные характеристики

Крестовина, гильза пневмоамортизатора – хромированная металлическая.