

Стул врача Артинокс AR-Z51

ФСЗ 2010/06386

стул, для врача, основание 5-лучевое, пневмопривод, без опоры для ног, со спинкой, без подлокотников, материал основания металл

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	стул
Назначение	для врача
Тип	на колесах
Основание	5-лучевое
Регулировка высоты	пневмопривод
Опора для ног	без опоры для ног
Спинка	со спинкой
Подлокотники	без подлокотников
Материал основания	металл
Высота сидения	950-1070 мм
Материал сидения	кожзаменитель медицинской серии
Материал спинки	кожзаменитель медицинской серии

Дополнительные характеристики

Стул AR-Z51 Артинокс.

Сидение и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии. Регулировка высоты сидения в диапазоне 400–530 мм (пневмоэлемент). Ширина сидения - 480 мм, высота стула - 950-1070 мм, колеса Ø50 мм. Основа - металл.