

Стул врача Артинокс AR-Z69B

ФСЗ 2010/06386

стул, для врача, основание 5-лучевое, пневмопривод, без опоры для ног, со спинкой, без подлокотников, материал основания пластмасса

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	стул
Назначение	для врача
Тип	на колесах
Основание	5-лучевое
Регулировка высоты	пневмопривод
Опора для ног	без опоры для ног
Спинка	со спинкой
Подлокотники	без подлокотников
Материал основания	пластмасса
Высота сидения	850-970 мм
Диаметр сидения	410 мм
Материал сидения	кожзаменитель медицинской серии
Материал спинки	кожзаменитель медицинской серии

Дополнительные характеристики

Стул AR-Z69B Артинокс.

Сидение и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии. Регулировка высоты сидения в диапазоне 450–570 мм (пневмоэлемент), диаметр сидения - 410 мм, высота стула 850-970 мм, колеса Ø50 мм. Основа – пластик.