

Судно подкладное полимерное Аверсус

ФСР 2009/06535

судно, вместимость 2.5 л, размер 38×28×12 см

Аверсус ООО, Россия



Характеристики

Вид	судно
Вместимость	2.5 л
Размеры	38×28×12 см

Дополнительные характеристики

Судно подкладное полимерное Аверсус является предметом гигиены, предназначено для больных людей и людей преклонного возраста. Может использоваться как в медицинских учреждениях, так и в быту.

Особенности

- Представляет собой цельнолитую пластмассовую конструкцию из полипропилена белого цвета.
- Устойчиво к воздействию агрессивных биологических жидкостей организма человека: мочи и пота.
- Легко моется и дезинфицируется.
- Не предназначено для обработки в автоклавах.

Вместимость: не менее 2.5 л.

Размеры: 38×28×12 см.

Масса: 0.35 кг.