

Судно подкладное полимерное Солнышко Ладья

РЗН 2015/2390

судно, размер 45×29×11 см

Компания Солнышко ООО, Россия



Характеристики

Вид	судно
Размеры	45×29×11 см

Дополнительные характеристики

Судно подкладное полимерное Солнышко – медицинское судно для лежачих больных, которые по тем или иным причинам не могут испражняться в туалете. Оно предназначено для осуществления испражнения и мочеиспускания больного в кровати.

Особенности:

- Судно Солнышко имеет форму ладьи с невысокими бортиками. Это особенно актуально для лежачих больных, которым тяжело приподнимать таз. Судно может также использоваться и при уходе за полностью парализованными пациентами.
- Пластик, из которого отлита емкость, легко нагревается от тепла тела, поэтому пациент не будет испытывать дискомфорт как от соприкосновения с холодным металлом.
- Судно подкладное из полипропилена гораздо прочнее и долговечнее своих резиновых аналогов и способно выдерживать различные виды санитарной обработки – от простого мытья с мылом до дезинфекции с использованием агрессивных антисептиков.

! Небольшие размеры емкости не позволяют использовать ее для туалета после очистительных клизм. Судно предназначено исключительно для естественных объемов кала и мочи.

Размер: 45×29×11 см.