

## Сумка для набора медицинского Дилмед-2000 СМ-2 бочонок

TU BY 190245656.002-2006

сумка для набора, первая помощь / медицинская  
помощь / инфузионный, бочонок, размеры  
380×260×200 мм

Дилмед-2000 ООО, Беларусь



### Характеристики

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| Тип        | сумка для набора                                 |
| Назначение | первая помощь / медицинская помощь / инфузионный |
| Исполнение | бочонок                                          |
| Размеры    | 380×260×200 мм                                   |

### Дополнительные характеристики

Имеет одно большое отделение и наружный карман, две гибких ручки и съёмный плечевой ремень. Имеется светоотражающая полоса. Закрывается на молнию. На внешней стороне сумки имеется большой боковой карман с логотипом (на логотипе может содержаться информация, предварительно согласованная с Заказчиком). В большом отделении расположены вкладыши, предназначенные для размещения различных функциональных комплектов: - перевязочного материала; - диагностического инструментария; - принадлежностей для инфузии и инъекций; - хирургического инструмента; - ЛОР-набора.