

Суспензия каолина / Kaolin Suspension, кат. № 53765

ФСЗ 2011/11270

система открытая, другое

Helena Laboratories, Великобритания

Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	другое
Назначение	восстановление тромбина
Фасовка	каолиновая суспензия (0.5 г/л) – 1 шт. × 100 мл

Описание

Суспензия каолина / Kaolin Suspension используется для восстановления тромбина в случаях, когда порядок работы прибора требует восстановление каолином тромбинового реагента для использования тест-систем, определяющих фибриноген методом Клаусса.