

Светильник хирургический Паналед-1 40/1 40

РЗН 2016/4555

операционный, потолочный, светодиодный,
освещенность 140 кЛк, фокусируемое поле -250 мм,
режим «ЭНДО», пульт

Аксима ООО, Россия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	светодиодный
Уровень освещенности	140 кЛк
Регулировка освещенности	30-100 %
Фокусируемое поле	-250 мм
Глубина освещения	1000 мм
Срок службы источника света	50000 ч
Размер купола	600 мм

Функции

Режим «ЭНДО»	Да
Пульт	Да