

Светильник хирургический Admeco Lux LED 3EL

РЗН 2017/5654

операционный / смотровой, потолочный /
передвижной / настенный, светодиодный, куполов 3
шт., освещенность 120 кЛк

Admeco AG, Швейцария



Характеристики

Тип	операционный / смотровой
Способ крепления	потолочный / передвижной / настенный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	3 шт.
Уровень освещенности	120 кЛк
Индекс цветопередачи (Ra)	89
Индекс цветопередачи (R9)	26
Диаметр светового поля	170-260 мм
Рабочее расстояние	-1100 мм