

Светильник хирургический Admeco Lux LED 4EL

РЗН 2017/5654

операционный / смотровой, настенный, светодиодный,
куполов 4 шт., освещенность 160 кЛк

Admeco AG, Швейцария



Характеристики

Тип	операционный / смотровой
Способ крепления	настенный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	4 шт.
Уровень освещенности	160 кЛк
Индекс цветопередачи (Ra)	89
Индекс цветопередачи (R9)	26
Диаметр светового поля	170-260 мм
Рабочее расстояние	-1100 мм