

Светильники хирургические Admeco Lux LED 5SL

РЗН 2017/5654

операционный / смотровой, потолочный / настенный,
светодиодный, куполов 5 шт., светодиодов 60 / 96 /
120 шт., освещенность 96 / 160 кЛк

Admeco AG, Швейцария



Характеристики

Тип	операционный / смотровой
Способ крепления	потолочный / настенный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	5 шт.
Количество светодиодов	60 / 96 / 120 шт.
Уровень освещенности	96 / 160 кЛк
Индекс цветопередачи (Ra)	89
Индекс цветопередачи (R9)	30
Диаметр светового поля	170-260 мм
Рабочее расстояние	-1100 мм

Функции

Видеокамера	Да
-------------	----