

Светильник хирургический Admeco Lux LED 2EL

РЗН 2017/5654

смотровой, потолочный / передвижной, светодиодный,
куполов 2 шт., освещенность 80 кЛк

Admeco AG, Швейцария



Характеристики

Тип	смотровой
Способ крепления	потолочный / передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	2 шт.
Уровень освещенности	80 кЛк
Индекс цветопередачи (Ra)	89
Индекс цветопередачи (R9)	26
Диаметр светового поля	170-260 мм
Рабочее расстояние	-1100 мм