

Светильник хирургический Admeco Lux LED 3SL

РЗН 2017/5654

смотровой, потолочный, светодиодный, куполов 3 шт.,
освещенность 96 кЛк

Admeco AG, Швейцария



Характеристики

Тип	смотровой
Способ крепления	потолочный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	3 шт.
Уровень освещенности	96 кЛк
Индекс цветопередачи (Ra)	89
Индекс цветопередачи (R9)	30
Диаметр светового поля	170-260 мм
Рабочее расстояние	-1100 мм