

Светильник хирургический Admeco Lux LED 4SL

РЗН 2017/5654

операционный, потолочный, светодиодный, куполов 4 шт., освещенность 125 кЛк

Admeco AG, Швейцария



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	4 шт.
Уровень освещенности	125 кЛк
Индекс цветопередачи (Ra)	89
Индекс цветопередачи (R9)	30
Диаметр светового поля	170-260 мм
Рабочее расстояние	-1100 мм

Функции

Видеокамера	Да
-------------	----