

Светильник передвижной Эмалед 200П

ФСР 2009/05897

операционный, передвижной, светодиодный, куполов
1 шт., освещенность 50 кЛк

Завод ЭМА г. Екатеринбург ЗАО, Россия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	50 кЛк
Регулировка освещенности	30-100 %
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Срок службы источника света	60000 ч

Дополнительные характеристики

Светильник медицинский передвижной Эмалед 200П используется для освещения рабочего поля в качестве основного, либо дополнительного источника света.

Уровень освещенности: 50 кЛк.
Применение: освещение операционного поля при хирургических операциях и диагностических исследованиях.

Светильник обеспечивает:

- Регулировка уровня освещенности при сохранении заданной цветовой температуры с помощью пленочной клавиатуры.
- Высокое качество цвета: спектр, близкий к солнечному, хорошая цветопередача, не менее 90, отсутствие излучения в инфракрасной и ультрафиолетовой областях.
- Легкость перемещения блоков освещения, неограниченное вращение вокруг вертикальных осей, надежная фиксация в нужном положении.

Технические характеристики:

- Регулировка освещенности: 30-100%.
- Цветовая температура: 4500 ± 100 К.

- Индекс цветопередачи: не менее 95 Ra.
- Срок службы источника света: 60 000 ч.
- Перемещение блоков освещения по высоте: 1 200 мм

Масса:

- блока освещения – 1 кг.
- с подвесом – 20 кг.