

Светильник передвижной Эмалед 500П

ФСР 2009/05897

операционный, передвижной, светодиодный, куполов
1 шт., освещенность 160 кЛк, аварийное питание,
пульт

Завод ЭМА г. Екатеринбург ЗАО, Россия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	160 кЛк
Регулировка освещенности	10-100 %
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Срок службы источника света	60000 ч

Функции

Аварийное питание	Да
Видеокамера	Да
Зарядка батареи	Да
Пульт	Да

Дополнительные характеристики

Светильник медицинский передвижной Эмалед 500П используется для освещения операционного поля при хирургических операциях и диагностических исследованиях.

Уровень освещенности: 160 кЛк.

Дополнительные комплектации:

1. Встроенное аварийное питание (автономная работа не менее 3 часов).

2. Настенный пульт управления.
3. Видеокамера.

Светильник обеспечивает:

- Регулирование размера рабочего поля и освещенности при сохранении заданной цветовой температуры.
- Автоматическое переключение на встроенные резервные батареи.
- Автоматическая зарядка батарей.

Технические характеристики:

- Регулировка освещенности: 10-100%.
- Цветовая температура: 4500 ± 100 K.
- Индекс цветопередачи: не менее 95.
- Срок службы источника света: 60 000 ч.
- Перемещение блоков освещения по высоте: 1 150 мм

Масса:

- блока освещения — 9.5 кг.
- с подвесом — 63 кг.