

Светильник хирургический Mindray HyLED 760/730

РЗН 2014/2265

операционный, потолочный, светодиодный, куполов 2 шт., светодиодов 24 / 32 шт., освещенность 130 / 160 кЛк, режим «ЭНДО»

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	2 шт.
Количество светодиодов	24 / 32 шт.
Уровень освещенности	130 / 160 кЛк
Регулировка освещенности	5-100 %
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Диаметр светового поля	195-300 мм
Глубина освещения	1200 мм
Срок службы источника света	60000 ч
Размер купола	600 мм

Функции

Режим «ЭНДО»	Да
Видеокамера	Да