

Светильник хирургический Mindray HyLED 760M/730M

РЗН 2014/2265

операционный, передвижной, светодиодный, куполов
1 шт., светодиодов 24 / 32 шт., освещенность 130 / 160
кЛк, 4350K

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Количество светодиодов	24 / 32 шт.
Уровень освещенности	130 / 160 кЛк
Регулировка освещенности	5-100 %
Цветовая температура	4350K
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Диаметр светового поля	195-300 мм
Глубина освещения	1200 мм
Срок службы источника света	60000 ч
Размер купола	600 мм