

Светильник хирургический Mindray HyLED 8600/8600M

ФСЗ 2011/09844

операционный, потолочный / передвижной,
светодиодный, куполов 1 шт., светодиодов 51 шт.,
освещенность 120 / 150 кЛк, 4350К, аварийное
питание, пульт

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный / передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Количество светодиодов	51 шт.
Уровень освещенности	120 / 150 кЛк
Цветовая температура	4350K
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Диаметр светового поля	1-260 мм
Срок службы источника света	60000 ч
Размер купола	670 мм

Функции

Аварийное питание	Да
Видеокамера	Да
Пульт	Да

Дополнительные характеристики

Хирургический светильник HYLED 8600 имеет трехлучевую форму, что позволяет одновременно формировать ламинарный поток и бестеневое освещение на операционном поле. За счет продуманного подвеса лампа без труда вращается по четырем осям, при необходимости надежно удерживается в требуемом положении. Съемная рукоятка регулировки положения позволяет проводить стерилизацию оборудования.