

Светильник хирургический Mindray HyLED 9500/9500M

ФСЗ 2011/09844

операционный, потолочный / передвижной,
светодиодный, куполов 1 шт., освещенность 120 кЛк,
4350K, режим «ЭНДО», аварийное питание, пульт

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный / передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	120 кЛк
Регулировка освещенности	8-100 %
Цветовая температура	4350K
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Диаметр светового поля	195-330 мм
Срок службы источника света	40000 ч
Размер купола	614 мм

Функции

Режим «ЭНДО»	Да
Аварийное питание	Да
Видеокамера	Да
Пульт	Да