

Светильник хирургический Mindray HyLED 9600

ФСЗ 2011/09844

операционный, потолочный, светодиодный,
освещенность 130 кЛк, режим «ЭНДО»

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	светодиодный
Уровень освещенности	130 кЛк
Индекс цветопередачи (Ra)	96
Диаметр светового поля	-220 мм
Глубина освещения	1200 мм
Срок службы источника света	60000 ч

Функции

Режим «ЭНДО»	Да
--------------	----