

Светильник хирургический Mindray HyLED 9600M

ФСЗ 2011/09844

операционный, передвижной, светодиодный,
освещенность 130 кЛк, режим «ЭНДО», аварийное
питание, увеличение глубины освещения

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	светодиодный
Уровень освещенности	130 кЛк
Индекс цветопередачи (Ra)	96
Диаметр светового поля	-220 мм
Срок службы источника света	60000 ч

Функции

Режим «ЭНДО»	Да
Аварийное питание	Да
Режим увеличения глубины освещения	Да