


Светильник хирургический Mindray HyLED 9700

ФСЗ 2011/09844

операционный, потолочный, светодиодный,
освещенность 160 кЛк, аварийное питание, консоль
для монитора, пульт

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	светодиодный
Уровень освещенности	160 кЛк
Регулировка освещенности	8-100 %
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Диаметр светового поля	195-330 мм
Срок службы источника света	40000 ч
Размер купола	740 мм

Функции

Аварийное питание	Да
Видеокамера	Да
Консоль для монитора	Да
Пульт	Да
Регулировка цветовой температуры	Да