

Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД

РЗН 2016/4059

смотровой, передвижной, светодиодный, куполов 1 шт., освещенность 25 кЛк, 4300K

НПЦ МТ Армед, Россия



Характеристики

Тип	смотровой
Способ крепления	передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	25 кЛк
Цветовая температура	4300K
Диаметр светового поля	-200 мм
Рабочее расстояние	800-1500 мм
Размер купола	75 мм

Дополнительные характеристики

Описание ЛД-2-ЛЕД

Бестеновой передвижной светильник с ярким светодиодным освещением. С помощью специальной ручки пользователь без труда может подобрать оптимальный ракурс освещения. Блок освещения можно поворачивать на 360 градусов. Включение устройства осуществляется всего одной кнопкой. Данная модель отличается повышенными показателями энергосбережения и оптимальным соотношением стоимости и качества изготовления за счет отечественного производства.