

Светильник медицинский YDZ 500 (галоген)

ФСЗ 2012/13133

операционный, потолочный, галогенный, куполов 1 шт., освещенность 80 кЛк, фокусируемое поле -200 мм, аварийное питание, консоль для монитора, пульт

Shandong Yuda Medical Equipment Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	галогенный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	80 кЛк
Фокусируемое поле	-200 мм
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Диаметр светового поля	160-280 мм
Глубина освещения	800 мм
Срок службы источника света	1000 ч
Размер купола	500 мм
Размер	760×760×280 мм

Функции

Аварийное питание	Да
Видеокамера	Да
Консоль для монитора	Да
Пульт	Да
Регулировка цветовой температуры	Да