

Светильник медицинский YDZ 500 (светодиод)

ФСЗ 2012/13133

операционный, потолочный, светодиодный, куполов 1 шт., освещенность 140 / 180 кЛк, аварийное питание, консоль для монитора, пульт, увеличение глубины освещения

Shandong Yuda Medical Equipment Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	140 / 180 кЛк
Регулировка освещенности	25-100 %
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Диаметр светового поля	150-300 мм
Глубина освещения	800 мм
Срок службы источника света	100000 ч
Размер купола	500 мм

Функции

Аварийное питание	Да
Видеокамера	Да
Консоль для монитора	Да
Пульт	Да
Режим увеличения глубины освещения	Да