

Светильник медицинский YDZ 500D (светодиод)

ФСЗ 2012/13133

смотровой, передвижной, светодиодный, куполов 1 шт., освещенность 50 кЛк, аварийное питание, пульт, увеличение глубины освещения

Shandong Yuda Medical Equipment Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	смотровой
Способ крепления	передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	50 кЛк
Регулировка освещенности	25-100 %
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Диаметр светового поля	150-300 мм
Глубина освещения	1000 мм
Рабочее расстояние	700-1400 мм
Срок службы источника света	100000 ч
Размер купола	500 мм

Функции

Аварийное питание	Да
Пульт	Да
Режим увеличения глубины освещения	Да