

Светильник медицинский YDZ 500D (галоген)

ФСЗ 2012/13133

смотровой, передвижной, галогенный, куполов 1 шт.,
освещенность 80 кЛк, аварийное питание, пульт

Shandong Yuda Medical Equipment Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	смотровой
Способ крепления	передвижной
Источник света	галогенный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	80 кЛк
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Диаметр светового поля	160-280 мм
Глубина освещения	600 мм
Рабочее расстояние	700-1400 мм
Срок службы источника света	1000 ч
Размер купола	500 мм

Функции

Аварийное питание	Да
Пульт	Да