

Светильник медицинский YDZ 700/500 (светодиод)

ФСЗ 2012/13133

операционный, потолочный, светодиодный, куполов 2 шт., освещенность 140 / 160 / 200 кЛк, пульт, увеличение глубины освещения

Shandong Yuda Medical Equipment Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	2 шт.
Уровень освещенности	140 / 160 / 200 кЛк
Регулировка освещенности	25-100 %
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Диаметр светового поля	150-300 мм
Срок службы источника света	100000 ч
Размер купола	700×500 мм

Функции

Пульт	Да
Режим увеличения глубины освещения	Да