

Светильник медицинский YDZ 700/700 (галоген)

ФСЗ 2012/13133

операционный, потолочный, галогенный, куполов 2 шт., освещенность 120 кЛк, аварийное питание, консоль для монитора, пульт, увеличение глубины освещения

Shandong Yuda Medical Equipment Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	галогенный
Количество куполов	2 шт.
Уровень освещенности	120 кЛк
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Диаметр светового поля	160-280 мм
Глубина освещения	600 мм
Срок службы источника света	1000 ч
Размер купола	700 мм
Размер	940×920×340 мм

Функции

Аварийное питание	Да
Видеокамера	Да
Консоль для монитора	Да
Пульт	Да
Режим увеличения глубины освещения	Да