

Светильник смотровой СМ-21-«Я-ФП»-04-А

РЗН 2013/652

смотровой, передвижной, галогенный, куполов 1 шт.,
освещенность 40 кЛк

Ферропласт Медикал ООО, Россия



Характеристики

Тип	смотровой
Способ крепления	передвижной
Источник света	галогенный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	40 кЛк
Диаметр светового поля	40-200 мм
Срок службы источника света	4000 ч
Размер	2150×600×700 мм

Дополнительные характеристики

Особенности и преимущества передвижного гинекологического светильника СМ-21-«Я-ФП»-04-А:

- наличие 4-х колес, два из которых с тормозной системой;
- использование галогенных ламп холодного света, позволяющей получить мощный световой поток;
- светильники снабжены эффективными светофильтрами, не допускающими нагрева зоны освещения;
- наружные поверхности светильника допускают дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими средствами;
- удобное размещение клавиши включения/отключения осветительных блоков и питания прибора;