

Светильник хирургический Армед 6612

ФСЗ 2012/12303

операционный, потолочный, галогенный, куполов 2
шт., освещенность 60 / 80 / 120 / 160 кЛк, 4200К,
увеличение глубины освещения, фокусировка

Shanghai Medical Instrument Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	галогенный
Количество куполов	2 шт.
Уровень освещенности	60 / 80 / 120 / 160 кЛк
Цветовая температура	4200K
Индекс цветопередачи (Ra)	93
Диаметр светового поля	-175 мм

Функции

Режим увеличения глубины освещения	Да
Фокусировка	Да

Дополнительные характеристики

Особенности светильника Armed 6612:

- холодный, ориентированный белый цвет;
- большой ресурс работы гарантируется галогенным источником света;
- возможность ручной регулировки яркости свечения при дистанционном управлении;
- наличие микропроцессора регулирующего режимы работы светильника;
- функция памяти, позволяющая возвращать светильник в начальное положение;
- возможность регулировки глубины фокусировки;
- встроенная система быстрой балансировки;
- возможность гибкого позиционирования и фиксирования соединительных элементов светильника;
- возможность перемещения и поворота во всех необходимых направлениях;
- наличие инфракрасных фильтров, предотвращающих нагрев;

- возможность передвижения блоков и консолей вокруг вертикальных осей;
- оптимальный показатель цветопередачи, не искажающий цветов;
- максимально приближенная к естественному значению цветовая температура.