

Светильник хирургический Армед 735

ФСЗ 2012/12303

операционный, потолочный, галогенный, куполов 1 шт., освещенность 120 кЛк, 4500К, увеличение глубины освещения

Shanghai Medical Instrument Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	галогенный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	120 кЛк
Цветовая температура	4500К
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Диаметр светового поля	-130 мм
Рабочее расстояние	-1000 мм
Срок службы источника света	5000 ч
Размер купола	700 мм

Функции

Режим увеличения глубины освещения	Да
------------------------------------	----