

Светильник хирургический Армед L735

ФСЗ 2012/12303

операционный, потолочный, галогенный, куполов 1 шт., освещенность 50 кЛк, 4000K

Shanghai Medical Instrument Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	галогенный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	50 кЛк
Цветовая температура	4000K
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Диаметр светового поля	-130 мм
Срок службы источника света	5000 ч
Размер купола	500 мм

Дополнительные характеристики

Особенности светильника Armed L735:

- световое поле можно регулировать;
- возможность регулирования направления света;
- блоки светильника легко и быстро перемещаются в пространстве;
- быстрой и точная фиксация светильника;
- наличие инфракрасных фильтров;
- исключен нагрев ламп;
- оптимальный индекс цветопередачи;
- максимальная приближенность к естественному спектру.