

Светильник хирургический Армед L739

ФСЗ 2012/12303

операционный, потолочный, галогенный,
освещенность 90 кЛк

Shanghai Medical Instrument Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	галогенный
Уровень освещенности	90 кЛк
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Диаметр светового поля	-130 мм
Рабочее расстояние	-800 мм
Срок службы источника света	5000 ч
Размер купола	900 мм