

Светильник хирургический Армед LED 550/650

ФСЗ 2012/12303

операционный, потолочный, светодиодный, куполов 2 шт., освещенность 120 / 140 кЛк, 4300К, увеличение глубины освещения

Shanghai Medical Instrument Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	2 шт.
Уровень освещенности	120 / 140 кЛк
Цветовая температура	4300К
Индекс цветопередачи (Ra)	90
Диаметр светового поля	-200 мм
Глубина освещения	800 мм
Рабочее расстояние	-700 мм
Размер купола	550 мм

Функции

Режим увеличения глубины освещения	Да
------------------------------------	----

Дополнительные характеристики

Armed LED550/650 – модель двухкупольного светильника потолочного типа. Выделяется работой светодиодных источников освещения. Они обеспечивают максимально яркий свет с приближенной к естественному спектру цветотемпературой и при этом работают при минимальных энергозатратах