

Светильник хирургический Армед LED 750/650

ФСЗ 2012/12303

операционный, потолочный, светодиодный, куполов 2 шт., освещенность 140 кЛк, 4300К, режим «ЭНДО», пульт, увеличение глубины освещения

Shanghai Medical Instrument Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	2 шт.
Уровень освещенности	140 кЛк
Цветовая температура	4300К
Диаметр светового поля	-200 мм
Глубина освещения	800 мм
Рабочее расстояние	700-1600 мм
Срок службы источника света	5000 ч
Размер купола	750 мм

Функции

Режим «ЭНДО»	Да
Пульт	Да
Режим увеличения глубины освещения	Да

Дополнительные характеристики

Armed LED750 (750/650) – функциональная и максимально яркая светодиодная модель 2-купольного светильника потолочного типа. Оснащена широкими возможностями регулировок положения и возможностью подсоединения к ТВ-системе для записи и трансляции медицинских манипуляций