

Светильник хирургический Армед LED L550

ФСЗ 2012/12303

операционный, потолочный, светодиодный, куполов 1 шт., освещенность 160 кЛк, 4300К, увеличение глубины освещения

Shanghai Medical Instrument Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	160 кЛк
Цветовая температура	4300К
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Диаметр светового поля	-200 мм
Глубина освещения	800 мм
Рабочее расстояние	-1000 мм
Срок службы источника света	500 ч
Размер купола	500 мм

Функции

Режим увеличения глубины освещения	Да
------------------------------------	----

Дополнительные характеристики

Светильник Armed LEDL550 – яркий однокупольный потолочный светильник со светодиодным источником света. Освещение максимально приближено к естественному спектру цветотемпературой. Кроме того, за счет работы светодиодов увеличивается рабочий ресурс устройства. Яркость освещения (8 ступеней), а также его включение/выключение осуществляется с помощью удобной и понятной панели управления. В центре блока освещения расположена удобная стерильная ручка, предусмотрена для оперативного управления блоком прямо во время операции.