

Светильник хирургический Армед ZMD

ФСЗ 2012/12303

операционный, потолочный, галогенный, куполов 2
шт., освещенность 50 / 80 / 120 кЛк, 3800K

Shanghai Medical Instrument Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	галогенный
Количество куполов	2 шт.
Уровень освещенности	50 / 80 / 120 кЛк
Цветовая температура	3800K
Диаметр светового поля	150-150 мм
Рабочее расстояние	800-1500 мм
Срок службы источника света	5000 ч
Размер купола	800 мм

Функции

Регулировка цветовой температуры	Да
----------------------------------	----

Дополнительные характеристики

Светильник Armed ZMD обладает регулировкой яркости большого купола и оснащен регулировкой размера светового луча и его направленности. Благодаря идеально выверенным параметрам температуры цвета и светового излучения максимально достигается качество освещения. Легкость настройки реализована за счет системы быстрой балансировки.

Особенности:

- обладает повышенной надежностью: каждая составная часть имеет свою электрическую схему;
- плавное движение купола светильника и его надежная фиксация в любом положении;

- легко чистится и дезинфицируется благодаря обтекаемой форме и небольшому количеству выступающих частей;
- поворот куполов и консолей на 360 градусов;
- инфракрасные фильтры предотвращают нагревание;
- максимально приближенная к естественному спектру цветовая температура.