

Светильник операционный BenQ Dr.Lite 2066

РЗН 2015/3082

операционный, потолочный, галогенный, куполов 2 шт., освещенность 140 / 160 кЛк, 4200K

BenQ Medical Technology Corporation, Тайвань (Китай)



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	галогенный
Количество куполов	2 шт.
Уровень освещенности	140 / 160 кЛк
Цветовая температура	4200K
Индекс цветопередачи (R9)	95
Диаметр светового поля	100-250 мм
Рабочее расстояние	-1300 мм
Срок службы источника света	1000 ч
Размер	590 мм