

Светильник хирургический Армед EL500

ФСЗ 2012/12303

операционный, потолочный, галогенный, куполов 1 шт., освещенность 60 / 120 кЛк, 4500К, увеличение глубины освещения

Shanghai Medical Instrument Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	галогенный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	60 / 120 кЛк
Регулировка освещенности	50-100 %
Цветовая температура	4500К
Индекс цветопередачи (Ra)	93
Диаметр светового поля	120-250 мм
Глубина освещения	500 мм
Срок службы источника света	100 ч
Размер купола	520 мм

Функции

Режим увеличения глубины освещения	Да
------------------------------------	----