

Светильник хирургический Армед 751

ФСЗ 2012/12303

операционный, потолочный, галогенный, куполов 2 шт., освещенность 80 / 160 кЛк, 4200К, увеличение глубины освещения

Shanghai Medical Instrument Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	галогенный
Количество куполов	2 шт.
Уровень освещенности	80 / 160 кЛк
Цветовая температура	4200К
Индекс цветопередачи (Ra)	93
Диаметр светового поля	120-320 мм
Глубина освещения	1000 мм
Рабочее расстояние	-800 мм
Срок службы источника света	1000 ч

Функции

Режим увеличения глубины освещения	Да
------------------------------------	----