

Светильник медицинский KaWe Masterlight LED

РЗН 2016/4777

смотровой, передвижной, светодиодный, куполов 1 шт., освещенность 4 кЛк, фокусируемое поле -125 мм, 3200K

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Тип	смотровой
Способ крепления	передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	4 кЛк
Фокусируемое поле	-125 мм
Цветовая температура	3200K
Диаметр светового поля	-100 мм
Рабочее расстояние	-500 мм
Срок службы источника света	22000 ч

Дополнительные характеристики

Светильник медицинский KaWe Masterlight LED - идеален для кабинета гинеколога, уролога, отоларинголога, офтальмолога, как дополнительный источник света при малоинвазивных операциях. Крепление для фиксации светильника к столешнице или к стене.

Основные параметры:

- освещенность на расстоянии 0.4 м - 7.500 люкс;
- лампа 12В / 7 Вт светодиодная система, холодный свет;
- угол отражения 24°;
- цветовая температура около 3 000° Кельвин;
- освещенность на расстоянии 0.4 м - 7.500 люкс;
- срок службы лампы - 22 000 часов.

Характеристики:

- устойчивое основание из нержавеющей стали, 5 колес;
- гибкая часть вращается на 360 градусов;

- точная установка пучка света;
- сетевое напряжение 220 В;
- простая и быстрая сборка;
- площадь светового поля на расстоянии 0.5 м - 100 мм;
- рабочий диапазон на расстоянии 0.5 м - 12.5 см;
- максимальная высота - 211 см;
- максимальный рабочий диапазон - 170 см;
- вес (нетто) - 4.7 кг.