

Светильник медицинский KaWe Masterlight HL

РЗН 2016/4777

смотровой, передвижной, светодиодный, куполов 1 шт., освещенность 3.2 кЛк, фокусируемое поле -125 мм, 3200K

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Тип	смотровой
Способ крепления	передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	3.2 кЛк
Фокусируемое поле	-125 мм
Цветовая температура	3200K
Диаметр светового поля	-100 мм
Рабочее расстояние	-170 мм
Срок службы источника света	1000 ч

Дополнительные характеристики

Светильник медицинский KaWe Masterlight HL идеален для кабинета гинеколога, уролога, отоларинголога, офтальмолога, как дополнительный источник света при малоинвазивных операциях. Передвижной LED светильник с мобильным основанием на 5-ти колесах, из высококачественной нержавеющей стали .

Основные параметры:

- галогенная лампа 12В / 35Вт (с углом отражения 8°);
- цветовая температура около 3 200° Кельвин;
- срок службы лампы - 1000 часов;
- современный, гибкий дизайн, позволяет;
- зафиксировать лампу в удобном положении;
- гибкая часть вращается на 360 градусов;
- точный сфокусированный луч света;
- комфортная установка выбранного положения;
- простая и быстрая сборка.

Характеристики:

- устойчивое основание из нержавеющей стали, 5 колес;
- гибкая часть вращается на 360 градусов;
- точная установка пучка света;
- сетевое напряжение 220В;
- площадь светового поля на расстоянии 0.5 м - 100 мм;
- рабочий диапазон на расстоянии 0.5м - 12.5 см;
- освещенность на расстоянии 0.4 м - 44.000 люкс;
- максимальная высота - 211 см;
- максимальный рабочий диапазон - 170 см;
- вес (нетто) - 4.7 кг.