

Светильник медицинский Tecno-Gaz Luce D40

РЗН 2013/59

смотровой, потолочный, галогенный, куполов 1 шт.,
освещенность 100 кЛк, фокусируемое поле 600-2000
мм, 4200K, фокусировка

TECNO-GAZ S.p.A., Италия



Характеристики

Тип	смотровой
Способ крепления	потолочный
Источник света	галогенный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	100 кЛк
Фокусируемое поле	600-2000 мм
Цветовая температура	4200K
Индекс цветопередачи (Ra)	94
Диаметр светового поля	150-260 мм
Рабочее расстояние	-1400 мм
Срок службы источника света	100 ч

Функции

Фокусировка	Да
-------------	----